

6.3.1 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

- เครื่องมือความเสี่ยงระดับสูง ได้แก่ Defibrillator, Infusion pump, Patient monitoring, Pulse oximeter ผู้ใช้งานตรวจสอบ checklist ก่อนใช้งานทุกเวอร์ ทดสอบ alarm และความปลอดภัย ตรวจสอบแบตเตอรี่และระบบสำรองไฟ การสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันปีละ 2 ครั้งโดยช่างภายนอก 1 ครั้ง

และบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยพยาบาลในหน่วยงานและช่างเทคนิคประจำโรงพยาบาลอีก 1 ครั้ง

- เครื่องมือความเสี่ยงระดับปานกลาง ได้แก่ EKG, เครื่องปั่น Hct, BPแบบสอดแขน ผู้ใช้งานตรวจสอบ checklist ก่อนใช้งานทุกเวอร์ ทดสอบ alarm และความปลอดภัย ตรวจสอบแบตเตอรี่และระบบสำรองไฟ การสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันปีละ 1 ครั้งโดยช่างภายนอก

- เครื่องมือความเสี่ยงระดับต่ำ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก, พรอทวัดไข้ ผู้ใช้งานตรวจสอบความพร้อมใช้งานประจำวัน และสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง

แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Management) เครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	ชื่อเครื่องมือ	ยี่ห้อ/รุ่น	Serial No	รหัส RMC	หน่วยงาน	ระดับความเสี่ยง	ปีที่ซื้อ/ใช้งาน	ความถี่ PM เดือน	PM ล่าสุด	PM ครั้งต่อไป	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	Defibrillator	NIHON KHODEN(TEC-5631)	7249	001-00001	ER	สูง	1/3/62	6	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
2	Defibrillator	Amoul/i6	210A-236000004	004-00003	ER	สูง	26/7/67	6	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
3	Defibrillator	NIHON KHODEN(TEC-5631)	23867	004-00004	ER	สูง	19/8/67	6	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
4	Defibrillator Tele	Mindray(MSD45N)	EZ-39117190	004-00005	ER	สูง	9/7/67	6	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
5	Defibrillator	PRIMEDIC Defimonitor XD100	74079000461	004-00008	ER	สูง	NA	6	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
6	EKG	Kenz (Cardico1215)	1707-0434	004-00002	ER	ปานกลาง	21/2/61	12	24/7/68	07/69	ER	รอซ่อม
7	EKG	GE Health Care Mac2000	STD21010096PA17	004-00006	ER	ปานกลาง	NA	12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
8	EKG	NIHON KHODEN(ECG3350)	NA	004-00007	ER	ปานกลาง	17/7/67	12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
9	EKG	GE Health Care Mac2000	SMT17080030PA	006-00001	IPD	ปานกลาง	22/5/60	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
10	EKG	Kenz (Cardico1215)	2007-0693V9	003-00014	OPD	ปานกลาง	11/1/64	12	24/7/68	07/69	OPD	พร้อมใช้
11	Infusion pump	TOP2200	KLX0437S	004-00044	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
12	Infusion pump	TOP2300	18A2739	004-00012	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
13	Infusion pump	TOP2300	21G1567	004-00015	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้

14	Infusion pump	TOP2300	20G2807	004-00017	ER	สูง	18/7/64	12	24/7/68	07/69	ER	รอซ่อม
15	Infusion pump	TOP2300	20G2810	004-00018	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
16	Infusion pump	TOP2200	KLX0420S	005-00016	LR	สูง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้
17	Infusion pump	TOP2300	20G5520	005-00017	LR	สูง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้
18	Infusion pump	TOP2200	JL64613S	006-00008	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
19	Infusion pump	TOP2200	HL23193S	006-00009	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
20	Infusion pump	TOP2200	KLX0427S	006-00010	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
21	Infusion pump	TOP2300	18A0095	006-00011	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
22	Infusion pump	TOP2300	18A2741	006-00012	IPD	สูง	26/7/62	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
23	Infusion pump	TOP2300	18A2738	006-00013	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
24	Infusion pump	TOP2300	20G2808	006-00014	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
25	Infusion pump	TOP2300	20G2806	006-00015	IPD	สูง	6/8/64	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
26	Infusion pump	TOP2300	20G2621	006-00016	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
27	Infusion pump	TOP2300	20G4115	006-00017	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
28	Infusion pump	TOP2300	21G1745	006-00018	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
29	Infusion pump	TOP2300	21G1746	006-00019	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
30	Infusion pump	TOP2300	20G2619	006-00049	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
31	Infusion pump	TOP2300	23G0613	006-00054	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
32	Infusion pump	TOP2300	23G0614	006-00055	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
33	Syringe pump	Terumo	1511000112	004-00022	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
34	Syringe pump	TOP	20C1470	005-00018	LR	สูง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้
35	Syringe pump	Terumo(TE331)	1511000113	006-00003	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
36	Patient monitor	NIHON KHODEN(SVM-7601)	105585	004-00016	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
37	Patient monitor	NIHON KHODEN(SVM-7601)	105587	004-00019	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
38	Patient monitor	Mindray(uMEC 12)	KQ-1B076563	004-00020	ER	สูง	4/7/65	12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้ แต่มีข้อสังเกต

39	Patient monitor	NIHON KHODEN(SVM-7601)	102683	004-00021	ER	สูง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
40	Patient monitor	Biocare รุ่น IM12	7215070147	005-00001	LR	สูง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้ แต่มีข้อสังเกต
41	Patient monitor	Creator รุ่น PC900	J0100GF00103	005-00009	LR	สูง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้
42	Patient monitor	Mindray(uMEC 12)	KQ-1B076561	005-00010	LR	สูง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้
43	Patient monitor	GE Health Care (B29)	SGF15342302WA	006-00020	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
44	Patient monitor	NIHON KHODEN(PVM270 1/2703)	0.0936	006-00021	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
45	Patient monitor	NIHON KHODEN(SVM-7601)	0.010163	006-00022	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
46	Patient monitor	NIHON KHODEN(SVM-7601)	105577	006-00023	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
47	Patient monitor	Mindray(uMEC 12)	KQ-1B076562	006-00024	IPD	สูง	4/8/65	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
48	Patient monitor	Edan(iM80)	360068-M23B20210001	006-00025	IPD	สูง	20/10/65	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
49	Patient monitor	Edan(iM80)	360068-M23B20210001	006-00052	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
50	Patient monitor	NIHON KHODEN(SVM-7601)	101659	006-00053	IPD	สูง		12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
51	Suction mobile	FLAEN/NUOVA Aspirago	15A5640066	004-00026	ER	ปานกลาง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
52	Suction mobile	Yuwell(7E-D)	H190226041	004-00028	ER	ปานกลาง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
53	Suction mobile	Yuwell(7E-D)	H190226042	004-00030	ER	ปานกลาง	28/8/62	12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
54	Suction mobile	Yuwell	H2012300753	004-00033	ER	ปานกลาง		12	24/7/68	07/69	ER	พร้อมใช้
55	Suction mobile	Yuwell	H2201072215	005-00012	LR	ปานกลาง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้
56	Suction mobile	FLAEN/NUOVA Aspirago	21A3900186	006-00034	IPD	ปานกลาง	27/5/65	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
57	Suction mobile	FLAEN/NUOVA Aspirago	21A3900185	006-00035	IPD	ปานกลาง	27/5/65	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
58	Suction mobile	Yuwell(7A-23B)	H2110011678	006-00036	IPD	ปานกลาง	20/10/65	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
59	Suction mobile	Yuwell(7A-23B)	H2110011651	006-00037	IPD	ปานกลาง	20/10/65	12	24/7/68	07/69	IPD	พร้อมใช้
60	Tran Incubator	NEOTECH	161705000219	005-00004	LR	ปานกลาง		12	24/7/68	07/69	LR	พร้อมใช้



โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

NAMKLIANG HOSPITAL

ข่าวสารประชาสัมพันธ์



นายแพทย์ต่อตระกูล ศรีทา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง



คณะทำงานเครื่องมือแพทย์ & ENV



วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30-12.00 น. คณะทำงานเครื่องมือแพทย์ ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) ในเครื่องมือแพทย์กลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงปานกลาง 7 ชนิด รวมทั้งหมด 60 รายการ รอบที่ 1/2568
ผลการตรวจสอบ พบเครื่องมือชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่อง EKG, NST และเครื่อง Infusion pump อยู่ระหว่างรอซ่อม



คณะทำงานเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
045-609055 ต่อ 401

